
バイブレーター

取扱い説明書TV—80Q



ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

この度はバイブレーターＴＶ－80Ｑを、お買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
このバイブレーターＴＶ－80Ｑを、より快適に末永くご使用頂くために次の点にご注意下さい。

■特長

1. バイブレーターＴＶ－80Ｑは２軸方式を採用していますので、もむ力とたたく力を持ち合わせた効果的なマッサージ器です。
2. 短時間でマッサージ効果が得られます。
3. 強弱２段切換方式でその使用目的に合った強さを選ぶことができ、快適なマッサージを楽しめます。
4. ご家庭でだれでも簡単にご使用になれます。

■ご使用上の注意

バイブレーターＴＶ－80Ｑはマッサージ器として強力な効果を発揮しますので、誤った方法で使用せぬよう下記事項にご注意下さい。また、長時間の連続使用は、機械の寿命を縮めますのでさけて下さい。(30分間に5分程度の割合で休ませるのが機械の寿命を長持ちさせます)

◎同一個所へ３分以上連続使用しないで下さい。
◎頭部への使用はさけて下さい。
◎首部への使用は１分以内として下さい。
◎食前、食後、30分間は使用をさけて下さい。
◎体力の衰えた方、急性疾患の方、妊産婦の方、そのほか身体に異常のある方は医師にご相談の上、ご使用下さい。
◎希団・毛布類で包んだり、覆ったりして使用しないで下さい。

■仕様表

電源	一般家庭用 100Ｖ	圧深層域	斜深22° 約10㎝	バイブレーション〔上下振動・回転(掖)〕及び サーキュラーモーション〔回転(摩)〕	１分間 強 約2,800～3,400回 弱 約1,400～1,700回
消費電力	平均 69Ｗ	製品重量	3.7㎏		
振動圧力	最高 4㎏	製品寸法	270×140×206㎜		
周波数	50Hz～60Hz	電気料金	30分－約０円50銭		
振動表層域	半径 約18㎝～25㎝	器具機械・バイブレーター			


■使用中および保管についてのお願い

●注意事項

- 水のかからない場所で使用して下さい。
- 使用中は必要以上無理に押さえつけたり、長時間使用したり、その他乱雑に扱わないで下さい。




- コードを電源から外す場合はコードを持って引き抜いたりしないで、プラグを握って取外して下さい。
- コードを持って機械をぶらさげたりしないで下さい。




●使用後の保管

- 水、湿気の無い所に保管して下さい。
- 化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所に保管しないで下さい。



※機械に異常を来たした時は必ず専門店、修理店で修理して下さい。




■取扱い方


●電源接続および始動

- スイッチがＯＦＦになっていることを確認してから、差込みプラグを電源に接続して下さい。
- スイッチをONにして振動が一定(2～3秒)になったら局部に軽くあててご使用下さい。
  (注)局部にあてたままスイッチをＯＮにすると適性振動がえられず機械の寿命を短かくする恐れがあります。

※尚、寒冷地方では、振動が一定になるまで少々時間を要することがありますが振動が一定になるのを待ってご使用下さい。





■各部の名称



■使用法


- 振動はHIGH(強)、LOW(弱)の２段切換えが出来ますから、お好みの振動をおえらび下さい。





- 床に置いた状態で使用する場合はハンドルを安定した所に正しく置いて下さい。





■基本的な使い方


●下の写真の要領でご使用ください。


ふだん毎日マッサージをする場合の基本的な使い方を紹介します。


マッサージはまず心臓から遠い部分の下腿から始めてください。

1 **下腿外側から下腿内側**

下腿の外側は上から下へ、内側は下から上へかけて強で行なってください。









■間接的な使い方

弱振でも強すぎる場合は写真のように間接的マッサージで行なってください。




2 背中から腰

背中から肩や腰へと移してください。
背中までは弱、腰からは強にしてください。



3 腹


内臓は刺激が一番つたわりやすい部分ですから弱で行なってください。
※弱でもまだ強いとお感じの方へは下覧の間接的な使い方を参考にしてください。




4 手腕外側から手腕内側

手腕外側は上から下へ、内側は下から上へ弱で行なってください。











■マッサージのポイント27

























その他

胸・脇の痛みをやわらげる ③④⑤


腹部の血行をよくする ⑱⑲㉑

足・腰の痛みをやわらげる ⑦⑨⑰㉖

坐骨神経痛の痛みをやわらげる ⑪⑬㉗

下腿の疲れをほぐす ⑮㉗

疲労回復に応用 ⑨⑩⑲㉕㉗



九日電

本社　〒812 福岡市博多区美野島3丁目13－2　電話(092)441－5363㈹

リョービ東和株式会社
リョービグループ
〒464 名古屋市千種区春岡通り7の49
電話(052)761—5111

製造元
リョービ株式会社
〒726 広島県府中市目崎町762
電話(0847)41—4111